


## MINI SAFE LANCET - XXII

Vienkartiniai sterilūs lancetai

### NAUDOJIMAS:

1. PASUKITE IR NUIMKITE APSAUGINĮ DANGTELĮ. IŠMESKITE APSAUGINĮ DANGTELĮ.
2. PASPAUSIKITE LANCETA PRIE MĖGINIŲ ĖMIMO VIETOS.
3. PANAUDOTĄ LANCETĄ IŠMESKITE.



STERILE R



Esclusivamente monouso